

FULL HD ВИДЕОКАМЕРА для микроскопа



Краткое описание:

Режимы: ВИДЕО трансляция LIVE на монитор, запись на встроенную SD карту,

Передача сигнала: HDMI или беспроводная WiFi (опция)

Активное разрешение: Видео-1080P/30 (FullHD), ФОТО- 1080 i (16 Мп макс)

Слоты памяти: SD Card

Управление: Панель управления или беспроводная педаль (опция)

ЭКСТРА: встроенный делитель для ассистоскопа / фото камеры

ALL-CAM A – для ALLTION, ZEISS, SEILER, LABOMED, DFV, OPTOMIC, ZUMAX...

ALL-CAM K – KAPS; ALL-CAM G – GLOBAL; ALL-CAM G – GLOBAL; ALL-CAM L – LEICA;

\$ 3.490,-