

### Апарат для лікування без бор-машини:

- >> НЕ ПОТРІБНА АНЕСТЕЗІЯ - препарує без болю
- >> БЕЗШУМНО - працює від повітря
- >> БЕЗПЕЧНО - препарує вибірково - тільки уражені тканини зубу

### Стілець лікаря:

- пухтер вода/повітря/спрей
- п'єзо-скейлер
- мікродвигун (макс. 40.000 об/хв. підсвітка спрею)
- турбіна з підсвіткою

### Підголовник

з функцією «низкорослий пацієнт»

### Стілець асистента

з кінцевиками для слюнотата пило-відсмоктування

### Крісло пацієнта:

- >> кнопки управління на спинці: НЕ ЗАМІТНІ ДЛЯ ПАЦІЄНТА
- >> блокування рухів В ОДИН ДОТИК на кришці станини
- >> спеціальна ДИТЯЧА НАКЛАДКА на крісло
- >> спинка має спеціальний ВІРІЗ ДЛЯ НІГ ЛІКАРЯ (для позиції «плотний контакт»)
- >> гігієнічна змінна прозора накладка для ніг

### Багатофункційна педаль керування:

- >> керує всіма функціями крісла в т.ч. блокування руху
- >> повне керування інструментом, що активований, в т.ч. плавна зміна швидкості турбіни чи мікродвигуна
- >> функція продувки інструмента без обертання в 1 дотик

14.990,- EUR