



KARL KAPS:

спеціальна пропозиція

model 900




- Компактна «Н» типу мобільна база
- Вбудований LED освітлювач з фібро-оптичним кабелем (ресурс більше 50.000 годин)
- 0-210° тубус окулярів з перемінним кутом
- Ширококутові окуляри 12,5x (АПОхром)
- 5-кроковий перемикач збільшення
- Об'єтив $\Phi=250$ мм з тонким фокусуванням
- Двостороння ергономічна ручка-позиціонер

11.900.- EUR


опції

- Подільювач світла з 45° кутовим подовжувачем і шарнірною пластиною (типу MORA) **1.500.- EUR**
- Sony NEX адаптер **1.800.- EUR**
- Міні варіо об'єтив Variflex 100 $\Phi=220-320$ мм **2.900.- EUR**



SOM 32

SOM 62



SOM 22







ТИ НЕ ТАКИЙ ЯК ВСІ?
а твій мікроскоп?

Індивідуальне фарбування мікроскопу
в кольори RAL Classic

матова структура + **750 €**
глянцева + **1.500 €**



Модульний принцип KAPS мікроскопів гарантує індивідуальне замовлення компонентів та найкращі перспективи наступних модернізацій



Дент Ленд®



061/289-33-88

zp@odentland.com.ua

050/ 454-29-25