

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

ДентСленд®





ML 4 LED vs. 3 S LED



	ML 4 LED	3 S LED
Потужність	-- 50.000 Lux на відстанні 250мм --	
Температура світла	✓ 4.500 K	6.250 K
Індекс світлопередачі (CRI)	✓ 90	82
Ресурс світлодіода	----- 50.000 год -----	
Регулювання світлового п'ятна	від 30мм до 80мм на відстанні 420мм	
Автономне живлення з акумулятором mPack / UNPLUGGED	8,5 / 3,5 год	12,5/5,2 год ✓
Можливість використання з біноклями	-----	Так -----
Можливість відео документування	-----	Так -----
Якість / стандарт відео сигналу	✓ 1,3 Мр, HD (1280x960) цифровий	0.47 Мр, 460 ТВліній аналоговий

У підсумку маємо: 3 - 1 на користь ML 4 LED !