


2013



Riuniti attorno a un'idea

(061) 289-33-88

289-33-89

(044) 33-11-675

33-11-674

zp@dentland.com.ua

OMS


www.omsstaff.com



UNIVERSAL TOP



- **Светильник POLARIS A LED** плавная регулировка мощности (15.000-30.000Lux) и температуры (4.200-5.500K)
- **Столик врача на 5 инструментов с подвесным инструментальным столиком:**
 1. 6-ти функциональный пюстер;
 2. Электрический микромотор Bien Air MX (с подсветкой и ЭНДО функциями: обороты, TOPK);
 3. Пьезо-электрический скейлер TITANIUM (режимы PERIO/ENDO, 3 насадки);
 4. Турбинный шланг MIDWEST с подсветкой, функциями прогрессивного изменения скорости (регулируется педалью) и продувки без вращения (Chip Blower);
 5. Турбинный шланг MIDWEST с подсветкой и продувкой
- **Место ассистента с системой автоматической промывки шлангов Metasys:**
 1. Шланг пылеотсоса;
 2. Шланг слюноотсоса;
 3. 3-х функциональный пюстер
- **Гидроблок:**
 1. Встроенная система подачи дистиллята на инструменты;
 2. Встроенный сепаратор Metasys непрерывного действия для аспирации
- **Кресло: на лифтовом подъёмнике, поворотное, 4 программы**



21.900 Евро



UNIVERSAL TOP SURGI

OVS
Riuniti attorno a un'idea



- **Светильник FARO ALYA LED** плавная регулировка мощности (8.000-35.000Lux), 3-D вращение
- **Столик врача на 5 инструментов с подвесным инструментальным столиком:**
 1. 6-ти функциональный пуллер;
 2. Электрический микромотор NSK NBX LED (6.000-40.000 об/мин);
 3. Пьезо-электрический скейлер Satelec (режимы PERIO/ENDO, 3 насадки);
 4. Турбинный шланг MIDWEST с подсветкой, функциями прогрессивного изменения скорости (регулируется педалью) и продувки без вращения (Chip Blower);
 5. Свободное место для дополнительного инструмента
- **Место ассистента с системой автоматической промывки шлангов Metasys:**
 1. Шланг пылеотсоса;
 2. Шланг слюноотсоса;
 3. Свободное гнездо
- **Гидроблок:**
 1. Встроенная система подачи дистиллята на инструменты;
 2. Встроенная система слива для внешней аспирации DURR
 3. Встроенная система дезинфекции WEK Metasys



17.900 Евро

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2


CARVING



- **Светильник POLARIS LED** плавная регулировка мощности (15.000-30.000Lux) и температуры света (4.200-5.500K)
- **Столик врача на 5 инструментов с подвесным инструментальным столиком:**
 1. 3-х функциональный пюстер;
 2. Электрический микромотор NSK NBX LED (6.000-40.000 об/мин);
 3. Пьезо-электрический скейлер TKD TITANIUM (режимы PERIO/ENDO, 3 насадки)
 4. Свободное гнездо для дополнительного инструмента;
 5. Турбинный шланг MIDWEST с подсветкой и функциями прогрессивного изменения скорости (регулируется педалью) и продувки без вращения (Chip Blower).
- **Место ассистента:**
 1. Шланг пылеотсоса;
 2. Шланг слюноотсоса.
- **Гидроблок:**
 1. Встроенная система подачи дистиллята на инструменты;
 2. Встроенный сепаратор для внешней аспирации CATTANI;
 3. Поворотный на 90град относительно кресла.
- **Кресло:**
 1. Программируемое: (4 программы), «0» позиция и возврат последнего положения



VIRTUOSUS FE (Fifty Edition)



- **Светильник FARO MAYA LED** плавная регулировка мощности (3.000-50.000Lux)
- **Столик врача на 5 инструментов с подвесным инструментальным столиком:**
 1. 3-х функциональный пюстер;
 2. Электрический микромотор BIEN AIR MCX LED (1.000-40.000 об/мин, TOPK);
 3. Пьезо-электрический скейлер Titanium (режимы PERIO/ENDO, 3 насадки);
 4. Турбинный шланг MIDWEST с подсветкой, функциями прогрессивного изменения скорости (регулируется педалью) и продувки без вращения (Chip Blower);
 5. Свободное место для дополнительного инструмента
- **Место ассистента с системой автоматической промывки шлангов Metasys:**
 1. Шланг пылеотсоса;
 2. Шланг слюноотсоса;
 3. Свободное гнездо
- **Кресло Arcadia EXT:**
 1. Спинка с глубоким вырезом для ног врача;
 2. Программируемое: 3 программы, «0» позиция, « к плевательнице» и возврат в последнюю позицию



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4

PATAVIUM FE (Fifty Edition)



- **Светильник FARO MAYA LED** плавная регулировка мощности (3.000-50.000Lux)
- **Столик врача на 5 инструментов с подвесным инструментальным столиком:**
 1. 3-х функциональный пюстер;
 2. Электрический микромотор NSK NBX LED (6.000-40.000 об/мин);
 3. Пьезо-электрический скейлер Titanium (режимы PERIO/ENDO, 3 насадки);
 4. Турбинный шланг MIDWEST с подсветкой, функциями прогрессивного изменения скорости (регулируется педалью) и продувки без вращения (Chip Blower);
 5. Свободное место для дополнительного инструмента
- **Место ассистента с системой автоматической промывки шлангов Metasys:**
 1. Шланг пылеотсоса;
 2. Шланг слюноотсоса;
 3. Свободное гнездо
- **Кресло Arcadia EXT:**
 1. Спинка с глубоким вырезом для ног врача;
 2. Программируемое: 3 программы, «0» позиция, «к плевательнице» и возврат в последнюю позицию




10.900 Евро

LINEA ESSE (Start)



- **Светильник FARO EDI** галогеновый, плавная регулировка мощности (25.000-35.000Lux)
- **Столик врача на 4 инструмента с подвесным инструментальным столиком:**
 1. 3-х функциональный пюстер;
 2. Электрический микромотор NSK NBX LED (6.000-40.000 об/мин);
 3. Пьезо-электрический скейлер Titanium (режимы PERIO/ENDO, 3 насадки);
 4. Турбинный шланг MIDWEST с подсветкой, функциями прогрессивного изменения скорости (регулируется педалью) и продувки без вращения (Chip Blower);
- **Место ассистента с системой автоматической промывки шлангов Metasys:**
 1. Шланг пылеотсоса;
 2. Шланг слюноотсоса;
 3. Свободное гнездо
- **Кресло Arcadia EXT:**
 1. Спинка с глубоким вырезом для ног врача;
 2. Программируемое: 3 программы, «0» позиция, «к плевательнице» и возврат в последнюю позицию





МЕДВИН: Стоматология
4-6 декабря
«Киев Экспо Плаза»
ул. Салютная, 2-Б



ГалЭкспо: Дентал Украина
24-26 октября
«Дворец Искусств»
ул. Коперника, 17



OMS

dentland.com.ua

omsstaff.com